

Opdrachtgever

naam :
 contactpersoon :
 adres :
 postcode/plaats :
 telefoon :
 fax :
 email :

Gebruiker


naam :
 adres :
 postcode/plaats :
 telefoon :
 geboortedatum :
 handicap :
 email :

Rolstoel gebruiker

merk :
 type :
 vastframe ronde buis ø = mm
 vouwframe vierkante buis

Maten gebruiker

A =cm
 B =cm
 C =cm
 D =cm
 Lengte:.....cm
 Gewicht:.....kg



Opmerkingen

.....

Tracker 20

€ 2650

Handbike type AP of ATP

Aluminium hoofdframe, framekleur zilver, lengte instelbaar, duwkoppeling, 20" wiel, 7 naafversnellingen, terug 'trap' rem, bullhorn cranks met ergo-grips, instelbare crank-positie, spatbord, kettingbeschermers, bidon DP, bel en reflectorset

Tracker 20 Kardan

€ 3250

Handbike type AP of ATP

Chrome-moly hoofdframe, geïntegreerde kardan-aandrijving, duwkoppeling, 20" wiel, 7 naafversnellingen, terug 'trap' rem, bullhorn cranks met ergo grips, instelbare crank-positie, spatbord, bidon DP, bel en reflectorset
Verzet ratio: 1:1,5 1:2,0

Aankoppeling T20 en Kardan

€

- Duwkoppeling •op vastframe rolstoel **std**
- Trekkoppeling •vaste adapter op vastframe rolstoel 190
- Trekkoppeling •uitneembare adapter op vastframe rolstoel 290
- Trekkoppeling •uitneembare adapter op vouwframe rolstoel 590
- Hulpstuk voor rolstoel zonder dwars-zittingbuis ø 18-25mm 290
- Hulpstuk voor rolstoel zonder dwars-zittingbuis ø 25-35mm 290
- Aankoppel-hulpstandaard 190

Tracker V2

€ 3250

Handbike type AP of ATP

Chrome-moly frame, rvs hoofdbuis, framekleur zwart, V2 aankoppeling -geen adapter aan rolstoel-, 20" wiel, 24 (3x8) derailleurversnellingen, schijfrem, bediening rem en derailleur bovenop balhoofd, bullhorn cranks met ergo grips, traploos instelbare crank-positie, simpele stuurzwaarte regeling, fietscomputer, bidon DP - enkel voor vastframe rolstoelen -

Tracker 16 Kardan 'Kid'

€ 3250

Handbike type AP (Arm-Power)

Chrome-moly hoofdframe, geïntegreerde kardan-aandrijving, duwkoppeling, 16" wiel, 7 naafversnellingen, terug 'trap' rem, verkorte bullhorn cranks met ergo grips, instelbare crank-positie, spatbord, reflectorset, bidon DP, bel en reflectorset
 Verzet ratio: 1:1,5

Opties en accessoires

€

- V-brake / parkeerrem 90
- Bediening rem op handgreep 175
- Bediening versnellingen op handgreep 195
- Quad uitvoering : quad grips+ kinschakeling 295
- 8 Naafversnellingen i.p.v. 7 naafversnellingen 155
- Bagagedrager 150
- Verlichting voor en achter incl. houder 75*
- Fietscomputer 75*
- Houder voor fietscomputer of voorlicht 20*
- Balansband 70*
- DP-rolstoel rugtas 30*
- Tracker Indoor Trainer (rollenbank) 325*

Tracker 24 Challenger

€ 3650

Handbike type AP

Chrome-moly hoofdframe, framekleur zwart, snelspankoppeling, 24" wiel, 27 derailleurversnellingen, schijfrem en V-brake, bullhorn cranks, ergo grips met bediening versnellingen en rem, instelbare stuurcorrector, fietscomputer, kettingbeschermer, bidon DP, bel en reflectorset - enkel voor vastframe rolstoelen -

Montage en instelling

€

- door Double Performance 290
 - rolstoel wordt opgestuurd door opdrachtgever
 - gebruiker komt naar DP-werkplaats
 - rolstoel ophalen en retour brengen door DP 150
- door opdrachtgever

Orderdatum: 2012